



Поздравляем с покупкой массажного кресла US MEDICA. Это высокотехнологичное устройство разработано нашими инженерами с использованием самых последних технологий. Качество компонентов и сборки тестируется на всех этапах производства, а его эргономика и дизайн разработаны с учетом анатомической архитектуры человека.

Основной задачей компании US MEDICA является создание продуктов, отвечающих мировым стандартам качества и предоставляющих высокий уровень комфорта и эффективности. Это позволяет нашей продукции оставаться востребованной на рынке и способной удовлетворить самого требовательного покупателя.

Вся продукция компании US MEDICA представлена на сайте www.us-medica.ru.
По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на info@us-medica.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое описание.....	5
Меры предосторожности.....	6
Описание деталей кресла.....	8
Пульт управления.....	10
Установка кресла.....	12
Сборка кресла.....	13
Разборка кресла.....	22
Перемещение кресла.....	30
Подготовка к использованию.....	31
Регулировка положения спинки и подставки для ног.....	32
Автоматические режимы массажа всего тела.....	34
Автоматические режимы массажа отдельных зон тела.....	36
Режимы ручного управления.....	38
Внесение настроек в память.....	41
Дополнительные функции.....	42
Завершение работы.....	43
Устранение неполадок.....	44
Хранение и уход.....	45
Технические характеристики.....	46

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Массажное кресло Infinity — представитель элиты массажных кресел, абсолютный лидер по использованию новейших разработок.

Интеллектуальное массажное кресло Infinity способно скорректировать любой автоматический режим массажа под индивидуальные параметры пользователя. Рост, комплекция, возраст, состояние спины, наличие или отсутствие болезненных зон — проанализировав все данные, кресло внесет необходимые изменения и составит индивидуальную программу массажа именно для Вас.

- Функция сканирования роста пользователя запускается перед началом каждого сеанса массажа.
- 3 положения системы нулевой гравитации ZERO-G позволяют изменить положение кресла, благодаря чему Вы перестаете ощущать силу земного притяжения и словно оказываетесь в невесомости. Мышцы тела расслабляются, что способствует максимальной эффективности массажа.
- Система HRI определяет расположение и характер болезненных точек спины и целенаправленно воздействует на эти точки.
- В зависимости от состояния и предпочтений в данную минуту можно выбрать любой из 5 автоматических режимов массажа всего тела: терапевтический, расслабляющий, восстанавливающий, «анти-стресс» и воздушно-компрессионный. Автоматические режимы великолепно снимают усталость, восстанавливают силы и успокаивают нервную систему.
- 4 автоматических режима массажа отдельных зон тела (шея/плечи, спина/поясница, ягодицы/бедро, икры/ступни) позволяют уделить внимание конкретной области.
- Возможность выбора вида массажного воздействия (разминание, постукивание, прокатывание роликами вдоль позвоночника, массаж шиацу, шведский массаж, массаж двойного действия, вибрация, прогревание) в режиме ручного управления.
- Возможность выбора воздушно-компрессионного массажа любой области тела в режиме ручного управления.
- Возможность изменения интенсивности массажного воздействия при помощи съемной дополнительной накладки.
- Жидкокристаллический экран с подсветкой позволяет комфортно работать с устройством даже в темноте.
- Функция таймера позволяет самостоятельно задать желаемую продолжительность массажа, чтобы иметь возможность полностью расслабиться и не думать о времени.
- Синхронизация массажа с музыкальным ритмом играющей мелодии создают ощущение покоя и гармонии.
- Возможность внесения в память кресла индивидуальных программ массажа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохранность и эффективное использование массажного кресла возможны только в случае его правильной сборки, установки и применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите кресло и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажное кресло. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Устанавливайте массажное кресло на твердой, ровной поверхности.
- При перемещении кресла из холода в теплое помещение подождите минимум час, прежде чем начать его использование. Перепад температур может привести к повреждению устройства.
- Не используйте массажное кресло при температуре выше 40°C.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться креслом без присмотра со стороны.
- Не используйте массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего изделия.
- Не используйте кресло вблизи раскаленных предметов и избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей.
- Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений.
- Располагайтесь в кресле только лицом вверх, не пытайтесь массировать живот или передние поверхности бедер.
- Не пытайтесь проводить массаж головы или суставов. Не помещайте руки или ноги между роликами, иначе это может привести к травме.
- Во время использования кресла не держите в кармане сотовый телефон, а также острые и режущие предметы во избежание повреждений.
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Массажное кресло не предназначено для терапевтических или лечебных целей.
- Не вставайте, не садитесь и не помещайте тяжелые предметы на подставку для ног.
- Не вставайте ногами на подлокотники, сиденье или спинку кресла.
- Не засыпайте во время сеанса массажа.
- Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажного кресла.
- Прежде чем изменять угол наклона подставки для ног или спинки кресла, убедитесь что рядом с ними отсутствуют какие-либо посторонние предметы, домашние животные или люди (особенно дети).

- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не тяните массажное кресло за шнур питания.
- Не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.
- Не используйте массажное кресло дольше, чем 30 минут за один сеанс. Ограничьте время массажа любой конкретной зоны 10 минутами. Превышение времени массажа может привести к нежелательным последствиям в результате избыточной стимуляции мышц. Чрезмерное превышение времени использования массажного кресла, особенно в коммерческих целях, может вызвать перегрев массажных механизмов и сократить срок его службы.
- Максимальный вес пользователя — 110 кг.
- Проверьте соответствие напряжения домашней сети требованиям к эксплуатации кресла.
- Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей и надлежащим образом заземленной розетке.
- Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полностью вставлена в розетку во избежание короткого замыкания и пожара.
- Ни в коем случае не используйте кресло при видимых повреждениях шнура или вилки!
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено касаться шнура или вилки влажными руками!
- Если во время использования массажного кресла произошло отключение электроэнергии, переведите


переключатель питания в положение «0» (выкл.) и отключите кресло от сети во избежание повреждений до тех пор, пока подача электричества не будет восстановлена.


- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, шума и т. д.) немедленно прекратите его использование!

Использование массажного кресла противопоказано:


- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс медицинского лечения;
- лицам, которые испытывают недомогание без установленного диагноза;
- больным, которым предписан полный покой;
- при заболеваниях остеопорозом;
- лицам с повышенной температурой тела (37,5 градусов Цельсия и более);
- при тромбозе;
- при острых заболеваниях;
- при внезапной острой боли;
- при высоком давлении;
- при заболеваниях сердца;
- при заболеваниях сосудов;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной системы.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕСЛА





ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



1. **POWER.** Кнопка включения/выключения устройства.
2. **II.** Пауза текущего режима массажа.
3. **SCAN.** Сканирование роста пользователя.
4. **TIMER/ENTER.** Выбор длительности сеанса массажа/подтверждение выбора.

5. **ZERO-G.** Система нулевой гравитации.
6. **VIBRATION.** Вибрация сиденья и подставки для ног.
7. **LUMBAR HEATING/FEET HEATING.** Прогревание поясницы и стоп.

- A** **Регулировка спинки кресла и подставки для ног**
8. Регулировка длины подставки для ног.
 9. Регулировка угла наклона подставки для ног.
 10. Регулировка угла наклона спинки кресла и подставки для ног.

11. **HRI**. Выявление болевых точек спины и целенаправленное воздействие на эти точки.
12. **AGE RANGE**. Выбор возрастного диапазона пользователя.
13. **SYNC MUSIC**. Синхронизация движения массажных роликов с музыкой.
14. **ARM AIR**. Воздушно-компрессионный массаж рук.
15. **MEMORY**. Внесение в память индивидуальных настроек пользователя.

- B** **Автоматические режимы массажа всего тела**
16. **HEALTHCARE**. Терапевтический массаж.
 17. **RELAX**. Расслабляющий массаж.
 18. **RECOVERY**. Восстанавливающий массаж.
 19. **ANTI STRESS**. Массаж «анти-стресс».
 20. **AIR**. Воздушно-компрессионный массаж.

- C** **Автоматические режимы массажа отдельных зон тела**
21. **FEET/CALVES**. Ступни/икры.
 22. **SEAT**. Ягодицы/бедро.
 23. **BACK/LUMBAR**. Спина/поясница.
 24. **NECK/SHOULDER**. Шея/плечи.

25. **STRENGTH**. Выбор интенсивности массажа во время автоматических режимов (**B** и **C**).

- D** **Механические режимы массажа**
26. **SWEDISH**. Шведский массаж.
 27. **ROLLING**. Прокатывание роликами вдоль позвоночника.
 28. **SHIATSU**. Массаж шиацу.
 29. **TAPPING**. Постукивающий массаж.
 30. **KNEADING**. Разминающий массаж.
 31. **DUAL-ACTION**. Массаж двойного действия.
 32. **SPOT**. Массаж в выбранной точке спины.
 33. **SPEED**. Регулировка скорости вращения массажных роликов.
 34. **PARTIAL**. Массаж выбранного участка спины.
 35. **WIDTH**. Регулировка расстояния между массажными роликами.
 36. **STRENGTH**. Выбор интенсивности массажа во время механических режимов (**D**).


- E** **Воздушно-компрессионные режимы массажа**
37. **SHOULDER**. Плечи.
 38. **FEET**. Ступни.
 39. **CALVES**. Икры.
 40. **LUMBAR/SEAT**. Поясница/ягодицы.
 41. **NECK**. Шея.
 42. **INTENSITY**. Выбор интенсивности воздушно-компрессионного массажа (**E**).

УСТАНОВКА КРЕСЛА

- Устанавливайте кресло на ровной поверхности. Убедитесь, что вокруг достаточно места.
- При установке кресла убедитесь, что оно отключено от сети.
- Вследствие того, что спинка массажного кресла отклоняется назад, а подставка для ног поднимается и выдвигается вперед, убедитесь, что



сзади и спереди кресла имеется как минимум 80 см свободного пространства.

- Основание массажного кресла может повредить напольное покрытие. Во избежание повреждений желательно располагать кресло на мягком покрытии или коврик.





СБОРКА КРЕСЛА

1. Распакуйте кресло (см. рис. справа). Желательно задействовать несколько человек для того, чтобы вынуть кресло из упаковки. Убедитесь в полной комплектации изделия.







2. Снимите заглушки с воздушных трубок, идущих снизу из спинки кресла (см. рис. слева). Потяните заглушку на себя, пока полностью не вытяните ее из трубки, придерживая при этом воздушную трубку свободной рукой. Повторите эту операцию для всех шести трубок.


3. Соедините попарно воздушные трубки, идущие из спинки кресла, с трубками, идущими из под сиденья кресла (см. рис. справа). Номера на соединяемых воздушных трубках должны совпадать.





4. Вставьте спинку кресла в сиденье и зафиксируйте. Для этого поднимите спинку вертикально и вставьте ее в сиденье таким образом, чтобы болты, расположенные с обеих сторон спинки кресла, полностью вошли в направляющие, расположенные на сиденье (см. рис. слева).



5. Потяните вверх язычок, расположенный под спинкой кресла с тыльной стороны (см. рис. I слева) и наклоните спинку кресла вперед. Затем снимите стопор и вытяните шплинт с кронштейна (рис. II). Совместите сквозные отверстия двух кронштейнов и вставьте на место шплинт и стопор (рис. III, IV).




6. Опустите спинку кресла назад по стрелке, как показано на рисунке справа.




7. Вставьте штекеры в соответствующие гнезда, согласно цветовой гамме. Черный штекер необходимо вставить в черное гнездо, а серый — в серое.





8. Вставьте боковые панели кресла. Для этого наденьте скобы, расположенные с внутренней стороны боковых панелей кресла, сверху на направляющие, как показано на рисунке ниже.



9. Соедините попарно воздушные трубки боковых панелей кресла и воздушные трубки спинки кресла следующим образом:
- Аккуратно снимите заглушки с трубок, идущих из спинки кресла.
 - Насколько возможно соедините попарно воздушные трубки боковых панелей кресла с воздушными трубками спинки кресла. Номера на соединяемых воздушных трубках должны совпадать.
 - Аккуратно снимите стяжки с воздушных трубок спинки кресла и следите, чтобы трубки не провалились внутрь спинки.
 - Плотно соедините воздушные трубки боковых панелей кресла с воздушными трубками спинки кресла.
- Внимание!** Следите, чтобы воздушные трубки спинки кресла не провалились внутрь спинки!





10. С помощью отвертки, шайбы (1), гровера (2) и гайки (3), входящих в комплект поставки, плотно прикрутите боковые панели кресла к сиденью. Перед тем как прикручивать боковые панели, необходимо расстегнуть застежку - «молнию» на накидке сиденья кресла. Не забудьте застегнуть ее обратно после завершения прикручивания боковых панелей.





Боковая панель кресла

11. Соедините выступы А и В (см. рис. справа) и только затем закрутите до упора по часовой стрелке соединительные гайки, расположенные на боковых панелях кресла.




12. Пристегните накидку спинки кресла с помощью застежки - «молнии» и застежки - «липучки» (см. рис. слева).

13. Пристегните дополнительную накидку к креслу (см. рис. справа).




14. Закрепите пульт управления. Для этого вставьте подставку пульта управления в кронштейн, расположенный на боковой панели кресла и для фиксации закрутите болт, как показано на рисунке слева.

15. Подключите шнур питания к креслу, включите кресло в сеть и переведите переключатель питания в положение «I».





РАЗБОРКА КРЕСЛА





1. Переведите переключатель питания в положение «0» и отключите шнур питания от электросети.

2. Выкрутите болт и извлеките пульт управления с подставки, как показано на рисунке справа.




3. Против часовой стрелки открутите соединительные гайки, расположенные на боковых панелях кресла.

4. Расстегните накидку сиденья кресла и с помощью отвертки, входящей в комплект поставки, открутите Винты 1, расположенные на боковых панелях кресла (см. рис. ниже).



5. Отстегните накидку спинки кресла.




Боковая панель кресла


6. С помощью отвертки, входящей в комплект поставки, открутите Винты 2, расположенные на боковых панелях кресла (см. рис. слева).

7. Разъедините воздушные трубки спинки и боковых панелей кресла. Прежде чем разъединять воздушные трубки скрепите трубки, идущие из спинки кресла стяжкой во избежание их попадания внутрь спинки кресла.




Внимание! Следите, чтобы воздушные трубки спинки кресла не провалились внутрь спинки!





8. Снимите боковые панели кресла. Для этого потяните их немного на себя и вверх, чтобы снять скобы, расположенные на боковых панелях кресла, с направляющих (см. рис. ниже).



9. Потяните вверх язычок, расположенный под спинкой кресла с тыльной стороны (см. рис. I справа) и наклоните спинку кресла вперед. Затем снимите стопор и вытяните шплинт с кронштейна (рис. II).



10. Вытащите штекеры из соответствующих гнезд, слегка надавив на них по бокам.



11. Разъедините воздушные трубки спинки и сиденья кресла следующим образом:


- Приподнимите спинку кресла вверх, а затем положите ее рядом с сиденьем кресла воздушными трубками вверх (чтобы открыть доступ к воздушным трубкам спинки кресла).
- Разъедините воздушные трубки спинки и сиденья кресла (см. рис. слева).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА



- Для перемещения кресла требуется как минимум два человека.
- Перед тем, как двигать кресло, верните подставку для ног в исходное положение.
- Возьмитесь за спинку кресла.
- Наклоните кресло примерно на 45 градусов, как

показано на рисунке ниже, и двигайте его вперед.

- Никогда не перемещайте кресло с сидящим в нем человеком.
- Желательно подстелить половик под кресло, так как оно может поцарапать пол во время перемещения.




ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключите кресло к электросети.
- Переведите переключатель питания в положение «I».
- Нажмите кнопку включения/выключения **POWER** на пульте управления, при этом загорится подсветка жидкокристаллического экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела. На данном этапе на пульте управления подсвечиваются и функционируют только кнопка задания подходящего для конкретного пользователя возрастного диапазона **AGE RANGE** и кнопка включения/выключения **POWER**.
- С помощью кнопок / выберите подходящий Вам возрастной диапазон (20-35, 36-45, 46-60, 61-75, 76-90 лет) и подтвердите его нажатием на

кнопку **TIMER/ENTER**. После выбора возрастного диапазона пользователя на экране отобразится сообщение «Welcome», что означает, что кресло готово к работе.

- Нажмите на кнопку любого автоматического, механического или воздушно-компрессионного режима для начала массажа. 15-ти минутный таймер активируется автоматически.
- При необходимости завершить массаж немедленно, нажмите на кнопку **POWER** на пульте управления, массажные ролики и угол наклона кресла вернуться в исходное положение.

Внимание! По прошествии нескольких минут массажа пульт управления перейдет в режим ожидания и подсветка экрана погаснет. Чтобы активировать пульт управления нажмите на любую кнопку на панели пульта.





РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Установка кресла в горизонтальное/вертикальное положение

Для одновременной регулировки угла наклона спинки кресла и подставки для ног нажимайте кнопки **1** или **2** соответственно (см. рис. справа). Угол подъема подставки для ног изменяется пропорционально углу наклона спинки кресла. При достижении желаемого положения спинки кресла и подставки для ног повторно нажмите данные кнопки для остановки регулировки.

Внимание! Не вставляйте и не помещайте тяжелые предметы на поднятую подставку для ног!




Регулировка угла наклона подставки для ног

Для регулировки угла наклона подставки для ног нажимайте кнопки **3** или **4** соответственно (см. рис. слева). При достижении желаемого положения подставки для ног повторно нажмите данные кнопки для остановки регулировки.

Регулировка длины подставки для ног

Для изменения длины подставки для ног нажимайте кнопки **5** или **6** соответственно (см. рис. справа). При достижении желаемого положения подставки для ног повторно нажмите данные кнопки для остановки регулировки.


Примечание. При движении подставки для ног назад, ее можно остановить в наиболее удобном для Вас положении при помощи автоматического сенсора. Просто слегка надавите ногами на подставку, когда она, при движении назад, коснется Ваших ног.




Система нулевой гравитации Zero Gravity

Последовательно нажимайте на кнопку ZERO-G **7** (см. рис. слева) для выбора одного из трех положений кресла. Кресло Infinity обладает уникальной функцией движения подлокотников одновременно с креслом для более удобного положения рук в режиме нулевой гравитации. Для деактивации системы нулевой гравитации нажмите кнопку ZERO-G еще раз.

Внимание! Режим ZERO-G не может быть активирован во время автоматического режима массажа «анти-стресс».



АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА



1. Нажмите кнопку включения/выключения **POWER** 1 на пульте управления (см. рис. выше), при этом загорится подсветка жидкокристаллического экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.

2. С помощью кнопок ▲/▼ 2 выберите подходящий Вам возрастной диапазон (20-35, 36-45, 46-60, 61-75, 76-90 лет) и подтвердите его нажатием на кнопку **TIMER/ENTER** 3. После выбора возрастного

диапазона пользователя на экране отобразится сообщение «Welcome», что означает, что кресло готово к работе.

3. Повторно нажимайте на кнопку **TIMER/ENTER** 3 для выбора длительности сеанса массажа: 20→25→30→5→10→15 минут. По умолчанию длительность массажа установлена на 15 минут. За одну минуту до конца установленного времени последует 10 звуковых сигналов для предупреждения пользователя о скором окончании сеанса массажа.

4. Выберите один из пяти автоматических режимов массажа всего тела нажатием на одну из соответствующих кнопок 8. После этого начнется процесс сканирования роста пользователя для того, чтобы кресло подстроилось под индивидуальные особенности конкретного человека. Затем начнется сеанс выбранного автоматического режима массажа:

■ **HEALTHCARE.** Терапевтический массаж. Тщательное разминание, постукивание, скручивание, прокатывание роликами вдоль позвоночника снимут мышечное напряжение, ощущение дискомфорта в спине. Этот вид массажа снимает

усталость и помогает устранить отрицательные явления при гиподинамии, вызванной вынужденным малоподвижным образом жизни.

- **RELAX.** Расслабляющий массаж. Комбинирование таких видов массажа как разминание и постукивание, а также воздействие на плечевой пояс, бедра, поясницу и стопы помогают добиться полного расслабления всего тела. Благодаря расслабляющему массажу улучшается работа всех органов тела.
- **RECOVERY.** Восстанавливающий массаж. Задачей данного вида массажа является максимально быстрое восстановление физических и психоэмоциональных функций организма после нагрузок. Акцент на массаже всей спины одновременно с воздействием на акупунктурные точки стопы помогают снять усталость и оказывают тонизирующее воздействие. Разминание спины не только помогает усилить циркуляцию крови и вывести из организма вредные химические соединения, но и нормализует работу внутренних органов.
- **ANTI STRESS.** Массаж «анти-стресс». Мягкое растяжение позвоночника за счет изменения угла наклона спинки кресла и подставки для ног. Вибрационный массаж ягодиц и стоп стабилизирует нервную систему. Укрепление связок и сухожилий снимает усталость и повышает тонус мышц, помогает улучшению питания тканей, открывает

доступ кислорода к ним, а также снимает костное и мышечное напряжения.


Внимание! Заболевания суставов, особенно в области коленей, являются противопоказанием для данного вида массажа.

- **AIR.** Воздушно-компрессионный массаж. Комбинированный массаж воздушными подушками в области шеи, плеч, поясницы, бедер и ног поможет достичь оптимального эффекта благодаря усилению кровообращения и расслаблению мышц.

5. Во время автоматических режимов массажа всего тела можно подключить еще ряд дополнительных опций и регулировать интенсивность массажного воздействия:

- **ARM AIR** ⑥. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа рук.
- **LUMBAR HEATING/FEET HEATING** ⑤. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения прогрева поясницы и стоп.
- **VIBRATION** ④. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения вибрации сиденья и подставки для ног.
- **STRENGTH** ⑦. Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из пяти уровней интенсивности массажного воздействия.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ТЕЛА



1. Нажмите кнопку включения/выключения **POWER** 1 на пульте управления (см. рис. выше), при этом загорится подсветка ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.

2. С помощью кнопок 2 выберите подходящий Вам возрастной диапазон (20-35, 36-45, 46-60, 61-75, 76-90 лет) и подтвердите его нажатием на кнопку **TIMER/ENTER** 3. После выбора возрастного

диапазона пользователя на экране отобразится сообщение «Welcome», что означает, что кресло готово к работе.

3. Повторно нажимайте на кнопку **TIMER/ENTER** 3 для выбора длительности сеанса массажа: 20→25→30→5→10→15 минут. По умолчанию длительность массажа установлена на 15 минут. За одну минуту до конца установленного времени последует 10 звуковых сигналов для предупреждения пользователя о скором окончании сеанса массажа.

4. Выберите один из четырех автоматических режимов массажа отдельных зон тела нажатием на одну из соответствующих кнопок 8. При этом начнется процесс сканирования роста пользователя для того, чтобы кресло подстроилось под индивидуальные особенности конкретного человека. Затем начнется сеанс выбранного автоматического режима массажа:

■ **NECK/SHOULDER.** Шея/плечи. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения автоматического массажа шеи и плеч.


- **BACK/LUMBAR.** Спина/поясница. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения автоматического массажа спины и поясницы.
- **SEAT.** Ягодицы/бедра. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения автоматического массажа ягодиц и бедер.
- **FEET/CALVES.** Ступни/икры. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения автоматического массажа ступней и икр.

** Данный режим может работать как самостоятельно, так и совместно с остальными режимами.*



5. Во время автоматических режимов массажа отдельных участков тела можно подключить еще ряд дополнительных опций и регулировать интенсивность массажного воздействия:

- **ARM AIR** ⑥. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа рук.
- **LUMBAR HEATING/FEET HEATING** ⑤. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения прогрева поясницы и стоп.
- **VIBRATION** ④. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения вибрации сиденья и подставки для ног.
- **STRENGTH** ⑦. Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из пяти уровней интенсивности массажного воздействия.

РЕЖИМЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. Нажмите кнопку включения/выключения **POWER** 1 на пульте управления (см. рис. выше), при этом загорится подсветка ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.

2. С помощью кнопок   2 выберите подходящий Вам возрастной диапазон (20-35, 36-45, 46-60, 61-75, 76-90 лет) и подтвердите его нажатием на кнопку **TIMER/ENTER** 3. После выбора возрастного диапазона пользователя на экране отобразится

сообщение «Welcome», что означает, что кресло готово к работе.

3. Повторно нажимайте на кнопку **TIMER/ENTER** 3 для выбора длительности сеанса массажа: 20→25→30→5→10→15 минут. По умолчанию длительность массажа установлена на 15 минут. За одну минуту до конца установленного времени последует 10 звуковых сигналов для предупреждения пользователя о скором окончании сеанса массажа.

4. Откройте крышку пульта управления с левой стороны.

5. Режимы ручного управления делятся на механические 7 и воздушно-компрессионные 13.

Механические режимы

Выберите один из шести механических режимов массажа нажатием на одну из соответствующих кнопок 7:

■ **KNEADING.** Разминающий массаж. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения разминающего массажа.

- **TAPPING.** Постукивающий массаж. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения постукивающего массажа.
- **ROLLING.** Роликовый массаж. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения роликового массажа.
- **DUAL-ACTION.** Комбинация разминающего и постукивающего массажа. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения данного вида массажа.
- **SHIATSU.** Массаж шиацу. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения массажа шиацу, основанного на традиционной японской технике.
- **SWEDISH.** Шведский массаж. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения шведского массажа.

Во время механических режимов массажа можно подключить еще ряд дополнительных опций и регулировать интенсивность массажного воздействия:

- **WIDTH 8.** Повторно нажимайте данную кнопку для регулирования ширины положения массажных роликов.
Данная опция доступна только для таких механических режимов как **TAPPING, ROLLING, SHIATSU.*
- **SPEED 10.** Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одной из пяти скоростей движения роликов.
Данная опция доступна только для таких механических режимов как **TAPPING, DUAL-ACTION, SHIATSU, SWEDISH.*
- **STRENGTH 11.** Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из пяти уровней интенсивности воздействия механического режима массажа.

Данная опция доступна только для таких механических режимов как **KNEADING, DUAL-ACTION.*

- **SPOT 9.** Массаж в выбранной точке спины. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения опции массажа в определенной точке спины по выбранному ранее режиму механического массажа.

Данная опция доступна для всех механических режимов массажа, кроме **ROLLING.*

- **PARTIAL 12.** Массаж выбранного участка спины. Нажимайте данную кнопку для включения/выключения опции массажа определенного участка спины по выбранному ранее режиму механического массажа.

- ▲/▼ 15. При выборе опции **SPOT** или **PARTIAL** нажмите и удерживайте одну из данных кнопок, массажные ролики при этом начнут движение вверх или вниз соответственно. При достижении желаемого положения массажных роликов, отпустите кнопку. Настроить положение массажных роликов можно только после включения опции **SPOT** или **PARTIAL.**

Воздушно-компрессионные режимы

Выберите один из пяти воздушно-компрессионных режимов массажа нажатием на одну из соответствующих кнопок 13. Воздушно-компрессионные режимы массажа могут работать как самостоятельно, так и в комбинации друг с другом, а также в комбинации с механическими режимами массажа.

- **NECK.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа шеи.


- **SHOULDER.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа плеч.
- **LUMBAR/SEAT.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа поясницы и ягодиц.
- **CALVES.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа икр.
- **FEET.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа ступней.

Во время воздушно-компрессионных режимов массажа можно регулировать интенсивность массажного воздействия:

- **INTENSITY 14.** Повторно нажимайте данную кнопку для выбора одного из пяти уровней интенсивности воздействия воздушно-компрессионного массажа.

6. Во время механических и воздушно-компрессионных режимов массажа можно подключить еще ряд дополнительных опций:
- **ARM AIR 6.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа рук.
- **LUMBAR HEATING/FEET HEATING 5.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения прогрева поясницы и стоп.
- **VIBRATION 4.** Нажимайте данную кнопку для включения/выключения вибрации сиденья и подставки для ног.

ВНЕСЕНИЕ НАСТРОЕК В ПАМЯТЬ



1. Нажмите кнопку включения/выключения **POWER** 1 на пульте управления (см. рис. выше), при этом загорится подсветка ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол наклона для более удобного положения тела.

2. С помощью кнопок 2 выберите подходящий Вам возрастной диапазон (20-35, 36-45, 46-60, 61-75, 76-90 лет) и подтвердите его нажатием на кнопку **TIMER/ENTER** 3. После выбора возрастного


диапазона пользователя на экране отобразится сообщение «Welcome», что означает, что кресло готово к работе.

3. Нажмите и удерживайте кнопку **MEMORY** 4 в течение 3-х секунд. На экране появится список массажных зон NECK/SHOULDER, BACK/SEAT, LUMBAR, FEET/CALVES. С помощью кнопок 2 установите для каждой зоны желаемую длительность массажа (от 1 до 10 минут - для первых трех массажных зон, от 1 до 30 минут - для зоны FEET/CALVES).

Подтвердите выбор длительности массажа для каждой зоны в отдельности кнопкой **TIMER/ENTER** 3. Нажимая данную кнопку после выбора длительности массажа для первой по списку массажной зоны, Вы перейдете к настройке длительности следующей зоны. После того, как будет настроена последняя зона из списка, процедура занесения в память индивидуальных настроек массажа закончится.

4. Нажмите кнопку **MEMORY** 4 для начала массажа. Чтобы в последующем запустить настроенный Вами массаж, нажмите кнопку **MEMORY** 4 после включения кресла (после пункта 2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



■ **PAUSE** 1. Нажмите данную кнопку для приостановки сеанса массажа. Чтобы возобновить работу кресла, повторно нажмите данную кнопку.

■ **SYNC MUSIC** 2. Данная функция позволяет пользователю наслаждаться отличной музыкой во время массажа. Массажные ролики будут работать в ритм с музыкой, что обеспечит пользователю полное расслабление.


Подключите MP3-плеер (или другой носитель с музыкой) к пульту управления с помощью провода (входит в комплект поставки) для передачи музыки, наденьте

наушники и нажмите кнопку **SYNC MUSIC**, чтобы синхронизировать массаж с Вашей любимой музыкой.

■ **HRI** 3. Функция определения болезненных точек спины.

Нажмите кнопку **HRI**. Массажные ролики начнут движение вдоль позвоночника, сканируя мышцы спины и выявляя болезненные точки. По окончании процесса сканирования на экран будут выведены болезненные точки спины. После определения болезненных точек, система HRI начнет целенаправленный массаж этих точек для снятия боли.

Важно: во время сканирования спины необходимо держать пульт управления обеими руками с двух сторон, как показано на рисунке ниже.



ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

По завершении использования кресла нажмите кнопку **POWER** на пульте управления, массажные ролики и угол наклона массажного кресла вернуться в исходное положение. После этого переведите переключатель питания под спинкой кресла в положение «0» и отключите кресло от сети.

Важно: когда таймер установлен на автоматическое выключение, по завершению массажа кресло будет сохранять текущий угол наклона, чтобы не мешать пользователю наслаждаться отдыхом после массажа. Чтобы вернуть угол наклона в исходное положение, воспользуйтесь кнопкой, регулирующей угол наклона или нажмите на кнопку **POWER** для выключения кресла.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Громкий звук во время использования кресла	Звук может быть вызван трением массажных роликов об обивку кресла	Это нормальное явление и не является неисправностью кресла
	Звук очень громкий	Обратитесь в сервисный центр
Устройство не работает	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Переключатель питания не переведен в положение «I»	Переведите переключатель питания в положение «I»
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный
Музыка не воспроизводится	Формат музыкальных файлов не MP3	Убедитесь, что формат музыкальных файлов — MP3
Невозможно отрегулировать угол наклона спинки кресла или подставки для ног	Кресло не включено в сеть	Включите устройство в сеть
	Большая нагрузка на спинку кресла или подставку для ног	Снизьте нагрузку или давление на спинку кресла и подставку для ног
Внезапное прекращение работы	Прекратилась подача электричества	Необходимо восстановить подачу электричества
	Закончилось время сеанса массажа, сработал таймер	Выберите режим массажа или выключите устройство

Если предложенные способы не помогли решить проблему, выключите кресло и выньте шнур из розетки и свяжитесь с Вашим сервисным центром или розничным продавцом для устранения неисправности.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Перед тем, как производить чистку или обслуживание устройства, отключите его от сети.
- Не касайтесь шнура или вилки мокрыми руками.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство из розетки.
- При очистке поверхностей из кожзаменителя, протрите их мягкой тканью, пропитанной нейтральным моющим средством. Затем удалите средство влажной тканью и дайте поверхностям высохнуть. Не используйте слишком большое количество моющего средства, оно может повредить структуру материала.
- Сухой мягкой тканью протрите все остальные поверхности кресла.

ВНИМАНИЕ! Не используйте едкие чистящие или моющие средства для очистки кресла, чтобы избежать повреждения или обесцвечивания материала изделия.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений избегайте намокания изделия.

- Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали от попадания прямых солнечных лучей или высокой температуры, так как это может испортить материал обивки.
- Накройте кресло чистой тканью, если не собираетесь использовать его в течение долгого периода времени.
- Избегайте соприкосновения устройства с острыми или режущими предметами, которые могут повредить материал обивки кресла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название изделия	Массажное кресло INFINITY
Источник питания	220 - 240 В
Переменный ток	50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	215 Вт
Таймер	5/10/15/20/25/30 минут
Максимальный период работы	30 минут
Характеристики безопасности	Защита от перегрева и перепадов напряжения



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО INDIGO

- Функция сканирования роста пользователя перед началом массажа
- Возможность комбинирования механического и воздушно-компрессионного воздействия
- Уникальная конструкция подставки для ног
- Возможность регулировки интенсивности массажа



- 5 автоматических программ массажа: тонизирующий, восстанавливающий, расслабляющий, воздушно-компрессионный и анти-стресс
- Система определения болезненных точек спины «HRI»
- Механизм наклона «Zero Gravity» - имитация невесомости
- Прогрев поясницы

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО CARDIO

МАССАЖНЫЙ МАТРАС OCEAN

- 26 воздушных подушек обеспечивают активное вытяжение всех отделов позвоночника
- Имитирует приемы, характерные техникам Тайского массажа и мануальной терапии
- Улучшает кровообращение, способствует усиленной регенерации и восстановлению тканей



МАССАЖНАЯ НАКИДКА RUMBA

- Похлопывающий и постукивающий массаж воротниковой зоны
- Дизайн накидки повторяет контуры тела
- Улучшает кровообращение, снимает напряжение в мышцах
- 5 автоматических программ массажа
- 8 уровней интенсивности массажного воздействия




ОФИСНОЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО CHICAGO

- 2 в 1: офисное и массажное кресло
- 3 вида массажного воздействия: разминание мышц спины, прокатывание роликов вдоль позвоночника, вибрационный массаж ягодич
- Мягкий прогрев спины
- Регулируемая высота кресла и наклон спинки
- Выбор зоны массажа

МАССАЖНАЯ НАКИДКА COMBO

- Разминающий роликовый массаж благоприятно воздействует на напряжённые мышцы спины
- Возможность использования дома, в офисе или в автомобиле
- Вибрационный массаж бедер и ягодиц
- Опциональный прогрев
- Выбор зоны массажа спины



СТУЛ ДЛЯ ОСАНКИ ZERO

- Благодаря уникальной конструкции стул улучшает осанку пользователя, исключая возможность сидеть в ассиметричном положении
- Расположение сиденья под углом снижает нагрузку на мышцы и суставы поясничного отдела позвоночника
- Подходит для использования дома и в офисе

МАССАЖНЫЙ СТОЛ PROF1

- Стационарный массажный стол с электрическим подъемником столешницы
- Подходит для всех видов массажа
- Надежная стальная рама
- Регулируемые секции для спины и ног
- Крепление подголовника к любому торцу стола
- Расширенный комплект аксессуаров

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА APPLE

- Компактный и мобильный массажер для дома, офиса и автомобиля
- Разминающий массаж шеи, плечевого и поясничного отделов - имитирует движения рук массажиста
- 4 массажных ролика
- Опциональный прогрев
- Автоматическое отключение



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ ACUPUNCTURE

- Универсальный массажер для подошвы ног и верхних поверхностей ступней
- Акупунктурный массаж, воздушно-компрессионный массаж и прогревание нормализуют кровообращение, снимают усталость ног и воздействуют на рефлекторные зоны ступней
- Таймер 10/15/20 минут



МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП ОМЕГА

- Универсальный массажер для стоп быстро и эффективно избавляет от напряжения, боли и неприятных ощущениях в ногах и стопах
- Регулируемая скорость вращения роликов
- 2 направления вращения роликов
- Автоматический таймер отключения