



ERGONOVA

I FEEL GOOD!




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
Модель	MaxiGO
Номинальное напряжение:	220 - 240 В переменного тока, 50 Гц
Номинальная мощность:	50 Вт
Номинальное рабочее время	15 мин
Уровень безопасности	□

ВНИМАНИЕ

1. Этим изделием нельзя пользоваться людям с сердечными заболеваниями, с переломами ног, воспалительными процессами на ногах, беременным женщинам и лицам, находящимся на стационарном лечении.
2. Это изделие можно использовать только при соответствующем номинальном напряжении.
3. Нужно контролировать продолжительность процедуры. Рекомендуемая продолжительность одного сеанса составляет 30 мин.
4. Улучшается кровообращение и эффект детоксикации, если перед процедурой вы выпьете один стакан воды.
5. Не носите массажер для ног за шнур электропитания, иначе шнур электропитания будет поврежден.
6. Не оставляйте изделие в ванной или в любом влажном месте, и не пользуйтесь им на полу, покрытом коврами.
7. Во время чистки не кладите изделие в воду и не чистите его в помещении с распыляемым спреем.
8. Пожалуйста, не переделывайте, не разбирайте и не ремонтируйте это изделие самостоятельно, если вы не являетесь профессиональным специалистом.
9. Нельзя становиться на изделие, а также класть на него тяжелые предметы.
10. Этот массажер относится к категории бытовой техники и не может заменить собой медицинское оборудование. Нужно немедленно прекратить использование изделия, если вы почувствовали дискомфорт.
11. Если в шнуре электросети возникла неисправность, устранять ее имеет право только производитель, сервис-центр или аналогичный профессиональный специалист.
12. Нельзя пользоваться этим изделием, если возникла неисправность внутри изделия или в его аксессуарах.
13. Дети, люди с ограниченными возможностями и неполноценные в умственном отношении могут пользоваться изделием только под присмотром.
14. Нужно следить за тем, чтобы дети не игрались с изделием и не наступали на него.
15. Нужно использовать изделие осторожно, если Вы относитесь к категории людей нечувствительных к тепловому воздействию.
16. Это изделие можно использовать только на плоском покрытии.
17. Нужно немедленно прекратить использование изделия, если произошла какая-либо неисправность.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



стираемое тканевое покрытие

- Коврик

- Низкочастотная акупрессура
- Интерфейс
- Пульт управления
- Тканевое покрытие
- Зажим для разминающего массажа
- PU - покрытие
- Застежка - молния
- Силовой блок управления
- Сменное тканевое покрытие


Built-in infrared thermal
Foot massage roller
Built-in Ozone generator



- Встроенное ультрафиолетовое тепловое излучение
- Массаж ног ролик
- Встроенный озоновый генератор




Acupuncture Акупунктура




Power Box/ switch

- Силовой блок управления
- Выключатель
- Шнур электропитания
- Предохранитель



Operating Panel

- Интерфейс низкочастотной акупрессуры
- Пульт управления




1

Вставить штепсельную вилку в розетку.




2

Включить выключатель.



3

Разместить ноги в массажере. Нажать кнопку на пульте управления, чтобы выбрать желаемую функцию.




4

Расслабьтесь и наслаждайтесь массажем.

Использование низкочастотной акупунктуры

- Соединить вместе проводом липкие "бабочки".
- Вставить штекер в соответствующий разъем на панели
- Снять пленку с "бабочки", зафиксировать "бабочку" на нужной части тела (кожа должна быть чистой и сухой).
- Нажать клавишу акупунктуры, у которой имеется 3 уровня, слабый (зеленый свет), средний (желтый свет), сильный (красный свет). Нажмите на кнопку на надлежащего уровня.



Вставка провода интерфейса в соответствующий разъем панели управления.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Разминающий массаж

Две пары с четырьмя пластинами для разминающего массажа стимулируют активные точки стопы, усиливают кровообращение, улучшается сон, снимают усталость и улучшают здоровье.

Роликовый массажер

Роликовый массаж для усиления кровообращения и улучшения циркуляции крови.

Инфракрасный подогрев

В приборе установлен устройство генерации инфракрасного нагрева для увеличения оздоравливающего эффекта. Например, его воздействие может стимулировать кровообращение, улучшать метаболизм и укреплять здоровье.


Низкочастотная акупунктура

Низкочастотная акупунктура использует импульсный электроток, который обеспечивает эффективный массаж тела. Изделие позволяет снимать усталость и боль. Изделие просто в использовании, при этом оно несет мощный оздоровительный эффект.


Озоновая стерилизация

Встроенный озоновый генератор для генерирования озона с целью стерилизации. Одновременно он эффективно чистит тканевое покрытие и стопу. Это - здоровая и безопасная среда.


1.  Подключите массажер к электросети и включите электропитание на силовом блоке управления. Когда лампа источника питания на панели управления замигает, это будет означать, что изделие переключилось в режим ожидания; нажать на кнопку, и контрольная лампа источника питания загорится ровным светом, а также на пульте управления включатся другие функции.




2. (Auto) Кнопка автоматического программного управления. Всего имеется 4 автоматических программы. Каждое нажатие приводит к переходу на автоматическую программу, и загорается соответствующий светодиод. Когда изделие работает в других режимах, нажмите на эту клавишу, чтобы войти в автоматический режим.




3. (Personality) Эта клавиша для индивидуального программирования, имеется 3 программы. При включении массажера с помощью этой клавиши можно выйти из "автоматической программы" и "ручной установки", и получить доступ к массажу по индивидуальной программе. Каждый раз с новым нажатием на эту кнопку будет запускаться другая программа. Включается соответствующая контрольная лампа.




4. (Manual) Клавишей ручной установки можно контролировать "скорость" и "направление". Массажер 3 скорости: низкую, среднюю и высокую. Контрольные лампы разных скоростей имеют разные цвета. Клавишей направления можно задать два уровня - по часовой стрелке и против часовой стрелки.




5. (Ozone) Это клавиша функции озона. После включения массажера этой клавишей включается функция озона, при этом загорается контрольная лампа. Тем временем включается озоновый генератор. Это - функция озонирования и стерилизации. Эта функция отключится при повторном нажатии клавиши.




6. (Infrared) Это клавиша функции инфракрасного теплового излучения. После включения массажера этой клавишей включается функция инфракрасного теплового излучения, при этом загорается контрольная лампа. Тем временем включается внутреннее инфракрасное устройство. Функция инфракрасного теплового излучения при повторном нажатии клавиши.



1. Прежде чем приступать к чистке массажера, нужно вынуть штепсельную вилку из розетки.
2. Нельзя использовать при чистке массажера бензол, растворитель или другое агрессивное средство.
3. Если Вы не будете пользоваться массажера в течение долгого времени его нужно оставить на хранение в чистом и сухом месте.
4. Массажер нельзя оставлять около нагревателей, а также оставлять под воздействием прямых солнечных лучей.
5. Убедитесь в его сохранности прежде, чем приступить к использованию массажера; старайтесь не давить, не бросать, чтобы не повредить изделие.



○ Для протирки покрытия из искусственной кожи нужно пользоваться мягким полотенцем.



○ Это покрытие является сменным и стирающимся тканым покрытием; во время его чистки нужно открыть застежку - молнию и снять ее, после просушки нужно одеть это покрытие снова.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Массажер для ног 1 шт.
2. Инструкция для пользователей 1 шт.

Генеральный импортёр в России:

ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008592

109518, Москва, ул. Грайвороновская, д. 4 стр. 1

Представительство в МЕГА Белая Дача:

Люберецкий р-он, г.Котельники, 1-й Покровский пр-д, 5

Тел. 8-495-790-05-76

info@ergonova.ru

www.ergonova.ru


Все авторские права на тексты и изображения принадлежат «Ergonova GmbH» и не могут использоваться иначе, только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не работает	Выключатель выключен.	Включить выключатель
	Возможно, штепсельная вилка вставлена в розетку некорректно	Подключить к электросети.
Внезапная остановка	Возможно, давление слишком высоко	Изделие заработает после снижения давления
	Работает без остановки слишком долго. Остановка произошла автоматически из-за срабатывания тепловой защиты.	Отключить питание и дать остыть изделию хотя бы в течение 30 минут



TECHNICAL DATA

Description	FOOT MASSAGER
Model	MaxiGO
Rated Voltage	<input type="checkbox"/> AC 110–120V 60Hz <input type="checkbox"/> AC 220–240V 50Hz
Rated Power	50W
Rated Operating Time	15min
Security Level	<input type="checkbox"/>



ATTENTION

1. This machine is unsuitable for heart disease, patients with blood, broken foot inflammation. Moss feet, all pregnant women and all patients.
2. Please use the product in the rated voltage.
3. Please control the massage time well. That would be better if 30min for each time.
4. It can promote the blood circulation and detox effect, if you drink a glass of water before using the product.
5. Do not use the power cord to drag the foot massage, so as not to cause the power cord injury
6. Don't put this machine in bathroom or moist place, and don't use on the cover with carpeted.
7. Please do not put the product into the water or spray it directly when you clean the product.
8. Please do not reform, disassembly and repair the product if you are not professional worker.
9. Please do not stand in the product directly or put the heavy goods into the machine.
10. The product belongs to family appliance which can not instead of the medical appliance. Please stop using it ,if you feel uncomfortable.
11. The electrical line should be changed by the manufacture, repair department or the similar professional workers ,if the electrical line was broken.
12. Please do not use the product if accessories damaged or exposed internal parts..
13. Children, the disabled or mentally handicapped adults must have the assistance be used.
14. Children and the disabled can not played or tread on the machine.
15. Please use the product carefully if you are insensitive for the heating.
16. Please use the product in the flat ground.
17. Please stop using when the relative component was broken.

SAFETY USAGE


1. Please do not pull the plug when your hand is wet.
2. Please do not make several appliances in the same socket, in order to avoid fire.
3. Please do not use the broken electrical line or socket.
4. Please cut off the power supply to avoid the electrical line and socket from breaking.
5. Please pull up the plug if you will not use it in the long time.
6. Please do not drag or tread the electrical line.
7. Please make sure the plug connects well with the socket. And please do not use it when the electrical line, electrical plug and socket are broken.
8. Please do not use the product when it occurs thunder and lightning, also pull up the plug.
9. The product can not be put in an unstable place. Because it will fall easily due to shaking or external causes.
10. Please do not use essential oils, painting and insecticides etc.
11. Don't use it if your leg or foot is injured, follow your doctor.
12. Store in the reach of children, Prevent children from playing with it.
13. If an exception occurs when using (like: Burning smell), Must stop using and unplug the plug.
14. Do not use near fire and flammable.
15. Do not use for a long time in the sun exposure.
16. Before using, do not wear jewelry in the feet, Do not go to sleep while using.
17. Unwell or drunk, do not use.
18. Do not use it on top of electric blankets or heaters, so as not to cause a fire.

PRODUCT STRUCTURE




Operating Panel

OPERATION




1

Plug in the power.




2

Start the switch.



3

Put the feet on the location of massage. Press the key on the operation panel to open, select the desired function.




4

Enjoy the massage fun.

The use of low frequency acupuncture

- Put the cable and the butterfly paster buckle together.
- Put the connector into the corresponding jack panel
- Strip off the film on the paster, affixed to the proper location of body.(please clean the skin firstly)
- Start the acupuncture key, which have 3 levels, weak (green light),medium (yellow light),strong (red light).Please start acupuncture under the proper level.



The interface cable into the jack corresponding to the operation panel.

FUNCTION

Kneading Massage

Two groups with four clamping piece of kneading massage to stimulate the foot acupoint, promote the blood circulation, improve the sleeping quality, eliminate the fatigue and improve health.

Roller Massager

The massage of the sole roller and plush copper to promote the blood circulation and make the free venation.

Infrared heating

The under of the machine equips with the device of the infrared generator which can produce many kinds of effect. For example, it can promote the blood circulation, improve the metabolism and get the health care.

Low frequency acupuncture


Low frequency acupuncture use the pulse current to setup many kinds of pre-setting program which massage the body effectively. The machine can also use the special position, and remit the fatigue, ache and cervical disease etc. Meanwhile, it is easy to use, and it has health care function for the muscle.

Ozone Sterilization


Built-in the Ozone generator to produce the Ozone to sterilize. Meanwhile, it can clean the cloth cover and foot effectively. It is healthy, environmental and safety.

INSTRUCTION

1.  Power key connect the power and turn on the switch on the power box. When power switch on the operator panel button lights flashing, the machine into standby mode; press the button, power switch button indicator is light, other features on the control panel effectively .




2.  Automatic program control key. There are 4 automatic programs. Each press transfer an automatic program, and corresponding LED will light. When the machine is working in other modes, click this key to enter the automatic mode.




INSTRUCTION

3、**Personality** The key is personality program which has 3 programs. When the machine starts, the key can exit "automatic program" and "manual setting", and access the massage of personality program. It will be another program, when you press the key each time. The related indicator light will be turned on.




4、**Manual** The manual setting key can control "speed" and "direction". The product has 3 speeds which are low, middle and fast. The indicator light of each speed key has different colors. The direction key has two levels that are clockwise and counter clockwise revolution.




INSTRUCTION

5、 The key has Ozone function. After the machine works, the key open the Ozone function, and the indicator light will be turned on. Meanwhile, the Ozone generator starts working. The function can release the Ozone and sterilize. It will be closed when you press again.




6、 The key has infrared tepidity function. After the machine works, the key can open the infrared tepidity function, and the related indicator light will be turned on. Meanwhile, the internal infrared device will be started to work. The infrared tepidity function will close when you press the key again.




MAINTENANCE

1. Before clean the machine, you should put out the plug.
2. Please don't use the benzene, diluents or other corrosive to clean the machine.
3. If you don't use the machine for a long time, please put it in the clean and dry environment.
4. please do not make it near the heater and avoid exposing to sunlight
5. Make sure to keep in safe when you use the machine, please don't break, press, bump or other heavy strike.



○ Please use the soft towel to clean the PU cover



○ This is removable and washable fabric cover. when you clean, please open the zipper and take it down, when the fabric cover is dry, you can put it back.


PACKING LIST

1. Foot massager 1PC
2. User manual 1PC

TROUBLESHOOTING

TROUBLES	POSSIBLE REASON	SOLUTION
No operation	Switch is in off mode.	Turn on the switch.
	Plug is not correctly inserted into the socket.	Connected to the power.
Stop suddenly	The pressure is too strong.	It will work after reducing pressure.
	In operation for too long. It stops automatically due to the thermal protection function.	Disconnect the power and let it cool for at least 30mins.

FEET ACUPUNCTURE PICTURE



TECHNISCHE DATEN

Beschreibung Fußmassagegerät

Modell MaxiGO

Nennspannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz

Nennleistung: 50W

FSK Einschaltdauer von 15 min

Die Sicherheitsstufe

VORSICHT

- 1 . Dieses Produkt kann nicht für Menschen mit Herzerkrankungen verwendet werden , mit Frakturen der Beine, die Entzündung der Beine , Schwangere und Personen, die in stationärer Behandlung sind .
- 2 . Dieses Produkt kann nur verwendet werden , wenn die entsprechende Nennspannung werden.
- 3 . Es ist erforderlich, die Dauer des Verfahrens zu steuern. Empfohlene Dauer einer Sitzung beträgt 30 Minuten.
- 4 . Es verbessert die Durchblutung und entgiftende Wirkung , wenn Sie trinken, bevor das Verfahren , ein Glas Wasser .
- 5 . Tragen Sie keine Fuß-Massagegerät auf dem Kabel oder das Netzkabel beschädigt ist.
- 6 . Stellen Sie das Produkt in einem Badezimmer oder einer nassen Stelle , und verwenden Sie es nicht auf dem Boden mit Teppichen bedeckt .
- 7 . Während der Reinigung , müssen Sie das Produkt nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht in den Raum mit Spray besprüht.
- 8 . Bitte nicht ändern , zerlegen oder zu reparieren das Produkt selbst, wenn Sie einen professionellen Techniker sind .
- 9 . Man kann nicht das Produkt , und setzen Sie einen schweren Gegenstand .
- 10 . Dieses Massagegerät ist wie Haushaltsgeräte, und nicht als Ersatz für medizinische Geräte eingestuft. Wir müssen sofort mit dem Produkt, wenn Sie sich unwohl fühlen .
- 11 . Wenn das Netzkabel ist ein Fehler , hat sie das Recht , nur die Hersteller, Service-Center oder ein ähnliches fachmann entfernen.
- 12 . Sie können dieses Produkt nicht verwenden , wenn es eine Störung innerhalb des Produktes oder seines Zubehörs .
- 13 . Kinder , können die Menschen mit Behinderungen und mit geistiger und Respekt das Produkt nur unter Aufsicht verwenden .
- 14 . Sie müssen sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen und nicht auf sie treten .
- 15 . Wir müssen das Produkt mit Vorsicht verwenden, wenn Sie zu der Kategorie von Menschen hitzeempfindlich gehören.
- 16 . Dieses Produkt kann nur auf ebenen Flächen verwendet werden.
- 17 . Wir müssen sofort aufhören mit dem Produkt , wenn es eine Störung .

Sicherer Umgang mit

- 1 . Sie können nicht den Stecker mit nassen Händen.
- 2 . Es ist unmöglich, das Gerät an eine Steckdose anschließen , um ein T-Stück mit ein paar Kunden zu nutzen.
- 3 . Sie können nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Steckdose.
- 4 . Wenn die Verkabelung oder der Stecker defekt ist, sollten Sie sofort das Gerät auszuschalten aus der Steckdose .
- 5 . Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose , wenn Sie nicht mit dem Produkt in der nahen Zukunft.
- 6 . Ziehen Sie nicht das Netzkabel oder Schritt auf sie.
- 7 . Sie müssen sicherstellen, dass der Stecker in der Nähe mit der Buchse zu kontaktieren. Verwenden Sie nicht das Produkt, wenn das Netzkabel , Stecker oder Stecker defekt.
- 8 . Verwenden Sie nicht das Produkt während eines Gewitters , ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose .
- 9 . Das Produkt kann nicht auf unsicherem Boden gestellt werden. Da kann es leicht fallen sogar mit einer leichten Berührung eine solche Unterstützung .
- 10 . Kann nicht in einem Produkt ätherisches Öl , Farbe, etc. verwendet werden
- 11 . Das Produkt kann nicht verwendet werden, wenn die Beine und Füße verletzt werden , wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- 12 . Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 13 . Wenn Sie etwas Ungewöhnliches fühlen , zum Beispiel , der Geruch von brennenden , sollten Sie sofort aufhören mit dem Produkt und ziehen Sie das Netzkabel .
- 14 . Nicht in der Nähe von Wärmequellen und bystrovosplamenaemyh Elemente verwenden .
- 15 . Bewahren Sie das Produkt für längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind .
- 16 . Bevor das Verfahren zum Entfernen der Dekorationen nach unten. Sie können während des Verfahrens nicht schlafen.
- 17 . Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie sich unwohl oder berauscht sind .
- 18 . Verwenden Sie nicht das Produkt , legt es auf einer Heizdecke oder Heizung oder Feuer führen kann.

PRODUKT

- Die tieffrequenten Akupunktur Schnittstelle
- Fernbedienung
- Stoffbezug
- Clip zum Kneten Massage
- PU - cover
- Verschluss - Zipper
- Die Leistungssteuereinheit
- Abnehmbare Stoffbespannung
- Erasable Stoffbezug
- Pad


- Integrierter UV Wärmestrahlung
- Fußmassage roller
- Built-in Ozone Generator
- Akupunktur

- Die Leistungssteuereinheit
- Schalten
- Das Netzkabel
- Sicherung


- Schnittstelle Frequenz Akupunktur
- Fernbedienung




Acupuncture



Power Box/ switch



Operating Panel




1

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Schalten Sie den Schalter.




2

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Schalten Sie den Schalter.



3

Legen Sie Ihre Füße in das Massagegerät. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um die gewünschte Funktion zu wählen.




4

Entspannen Sie sich und genießen Sie eine Massage.

Der Einsatz von niederfrequenten Akupunktur

- Schließen Sie die Drähte zusammen sticky "Schmetterling."
- Stecken Sie den Stecker in die Buchse an der Platte
- Entfernen Sie die Folie von der "Schmetterling" fix "Schmetterling" auf der rechten Seite des Körpers (Haut sollte sauber und trocken).
- • Drücken Akupunktur, die eine Drei-Ebenen-, Licht (grünes Licht) hat, mittel (gelb), stark (rotes Licht). Klicken Sie auf die Schaltfläche auf der entsprechenden Ebene.



Führen Sie die Drähte in die Socket-Schnittstelle Panel.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Kneten

Zwei Paare von Platten mit vier Kneten Massage, um die aktiven Stellen des Fußes stimulieren, erhöhen die Durchblutung, verbessern Schlaf, Müdigkeit zu lindern und Gesundheit zu verbessern.

Massage

Massage Roller, um die Zirkulation zu erhöhen und verbessern die Durchblutung.

Roller Massagegerät

Das Gerät ist installiert erzeugen Infrarot-Heizung zur gesundheitsfördernden Wirkung zu erhöhen. Zum Beispiel können die Auswirkungen regen die Durchblutung, verbessern den Stoffwechsel und Gesundheit zu verbessern.


Infrarot

Akupunktur verwendet niederfrequenten gepulsten elektrischen Strom, der eine effektive Massage bietet. Das Produkt ermöglicht es Ihnen, Müdigkeit und Schmerzen zu entfernen. Das Produkt ist einfach zu bedienen, während es eine starke heilende Wirkung ist.


Heizung

Integrierte Ozon-Generator zur Erzeugung von Ozon zu sterilisieren. Zur gleichen Zeit wirksam reinigt den Bezug und Fuß. Dies ist - eine gesunde und sichere Umgebung.


1. Verbinden Sie das Massagegerät an das Stromnetz an und schalten Sie die Power Control Unit. Wenn die Lichtquelle auf dem Bedienfeld blinkt, bedeutet dies, dass das Produkt in den Standby Modus geschaltet wird, drücken Sie die Taste und die Kontrollleuchte Stromversorgung Dauerlicht sowie auf der Fernbedienung wird auf mehr Funktionen zu aktivieren.




2. (Auto)-Taste automatisierte Software-Management. Insgesamt gibt es 4 automatische Programme. Mit jedem Tastendruck wird das automatische Programm zu überspringen, und die entsprechende LED leuchtet. Wenn das Produkt nicht in den anderen Modi zu arbeiten, drücken Sie diese Taste, um den automatischen Modus zu gelangen.




3. (Personality) Diese Taste zur individuellen Programmierung ist, gibt es 3 Programme. Wenn Sie auf das Massagegerät drehen mit diesem Schlüssel kann aus dem "Auto-Programm" und "manuelle Installation" zugegriffen werden kann und Zugang zu einer Massage auf dem individuellen Programm. Jedes Mal, wenn ein neuer Druck auf diese Schaltfläche wird ein neues Programm starten. Beinhaltet eine entsprechende Warnleuchte.




4. (Manuell) Verwenden Sie die Taste manuellen Installation die "Geschwindigkeit" und "Richtung" steuern können. Massagegerät hat 3 Geschwindigkeiten: niedrig, mittel und hoch. Kontrollleuchten der unterschiedlichen Geschwindigkeiten in einer anderen Farbe. Im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn - Die Richtungstasten können zwei Stufen eingestellt werden.



5. (Ozon) Diese Taste Funktion von Ozon. Nach Drehen des Schlüssels, das Massagegerät Funktion von Ozon und die Warnlampe leuchtet. Währenddessen wird der Ozonerzeuger eingeschaltet. Diese - die Funktion der Sterilisation und Ozonierung. Diese Funktion schaltet, wenn die Taste erneut gedrückt wird.




6. (Infrarot) ist die zentrale Funktion der Infrarot-Wärmestrahlung. Nach Drehen des Schlüssels, das Massagegerät Funktion Infrarot-Wärmestrahlung und die Warnlampe leuchtet. Inzwischen enthalten interne Infrarot-Gerät. Die Funktion der thermischen Infrarot-Strahlung, wenn Sie eine Taste drücken.




MAINTENANCE

1. Bevor Sie das Massagegerät reinigen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Kann nicht verwendet werden, wenn die Reinigung der Massagegerät Benzol, Lösungsmittel oder andere aggressive Mittel werden.
3. Wenn Sie nicht das Massagegerät für eine lange Zeit, sollte es in einem sauberen und trockenen Ort zu hinterlegen.
4. Massagegerät kann nicht in der Nähe der Heizung gelassen werden, und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt zu verlassen.
5. Überprüfen Sie die Integrität, bevor Sie das Massagegerät starten, versuchen Sie nicht zu drücken, nicht zu verlassen, um nicht zu beschädigen.



Über den Deckel Kunstleder wischen müssen Sie ein weiches Tuch zu verwenden. O Dieser Deckel ist abnehmbar und waschbar mit einem Tuch abdecken, während der Reinigung auf den Reißverschluss zu öffnen - der Reißverschluss und ziehen Sie sie nach dem Trocknen, müssen Sie diese



Über den Deckel Kunstleder wischen müssen Sie ein weiches Tuch zu verwenden. O Dieser Deckel ist abnehmbar und waschbar mit einem Tuch abdecken, während der Reinigung auf den Reißverschluss zu öffnen - der Reißverschluss und ziehen Sie sie nach dem Trocknen, müssen Sie diese

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Schalter funktioniert nicht aus.	Schalten Sie die Vielleicht ist der Stecker in der Steckdose richtig ans Netz eingefügt. Vielleicht ein jähes Ende, ist der Druck zu hoch Produkt funktioniert nach dem Druck Arbeiten non-stop zu lange. Der Anschlag kam automatisch, weil der Schutz aktiviert ist. Schalten Sie das Gerät aus und lassen das Produkt für mindestens 30 Minuten abkühlen lassen	



der Punkt des stehenden

